



人白介素-6 校准品

说明书

版本：A/0

英文名称：hIL-6 Calibration Standard

货号：1402100

所述产品仅供研究使用，不得用于人或动物的诊断及治疗目的。



在实验前请完整阅读本说明书，务必重视注意点和常见问题！

一、产品简介

本产品专用于配合热原检测试剂盒（MAT 法），对待检样品进行 IL-6 检测干扰试验，以验证样品在单核细胞活化试验中是否存在干扰效应。

二、产品信息

组分	产品号	装量	储存条件
hIL-6 Calibration Standard (人白介素-6 校准品)	PNB021	1 bottle	2-8 °C ^[1]
Reconstitution Solution (校准品复溶液)	PNC002	1 × 1.5 mL	2-8 °C

^[1]复溶后，分装、冻存于-18 °C及以下，避免反复冻融。

三、操作步骤

1. hIL-6 Calibration Standard（人白介素-6 校准品）溶解：精确量取 Reconstitution Solution（校准品复溶液）500 μL，溶解后轻柔颠倒混匀，静置 5-10 分钟，得到复溶校准品。
2. 根据标签信息计算复溶校准品浓度，并采用热原检测试剂盒（MAT 法）中培养液（PNS003，可单独采购）梯度稀释至所需浓度。
3. 后续操作请参照热原检测试剂盒（MAT 法）说明书中 IL-6 ELISA 检测部分。

四、注意事项

1. 实验操作过程应严格规范，穿戴好实验防护服、口罩、手套及头套，并保持实验环境的干净整洁。
2. 本试剂盒实验操作涉及所有实验材料及耗材均需保持无菌无热原。

五、相关产品

名称	货号	规格
热原检测试剂盒（MAT 法）	1502100 1502103 1502104	96 测试/盒

生效日期：2026 年 10 月 19 日

服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

www.shenkebio.com

地址：浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: Info@shenkebio.com

电话：400-878-2189