

## 通知

尊敬的用户：

我司近期部分产品性能验证总结报告统一进行了版本更新（产品清单见附件）。

此次变更主要内容为在仪器适用性处增加了湖州申科的 SHENTEK-96S 实时荧光 PCR 检测系统，变更基于湖州申科在此机型上所做的适用性验证。

变更不涉及产品任何变化。

特此通知！



湖州申科生物技术有限公司

附页:

序号	试剂盒名称	货号
1	CHO 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030201C100
2	E.coli 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030202E100
3	E.coli 总 RNA 残留检测试剂盒 (RT-PCR 荧光探针法)	1201201
4	Human 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030207H100
5	Human 残留 DNA 片段分析检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030306S-H
6	MDCK 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030209M100
7	NS0&SP2/0 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030208N100
8	SV40 LTA&E1A 残留 DNA 检测试剂盒 (多重 PCR-荧光探针法)	SK030213SV100
9	Vero 残留 DNA-154 检测试剂盒 (PCR-荧光探针)	SK030227V100
10	Vero 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030204V100
11	毕赤酵母残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030205P100
12	质粒 DNA 残留检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030217PL100



HZS