

DNA 稀释液使用说明书

货号: SK030215D

(仅供研究用)

一、产品简介

无菌、无 DNA 酶、无 RNA 酶污染, 是常用的分子生物学试剂, 主要用于 DNA 的溶解、稀释等。

二、产品规格

1.5 mL × 16 管。

三、产品效期

规定储存条件下 4 年, 具体见试剂盒标签。

四、保存条件

-18 °C 及以下保存, 开盖后可保存在 2-8 °C。

五、注意事项

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并佩戴一次性手套操作。

六、相关产品

名称	货号	规格
CHO 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030201C100	100 Reactions
E.coli 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030202E100	100 Reactions
Vero 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030204V100	100 Reactions
Vero 残留 DNA-154 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030227V100	100 Reactions
毕赤酵母残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030205P100	100 Reactions
Human 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030207H100	100 Reactions
NS0&SP2/0 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030208N100	100 Reactions
MDCK 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030209M100	100 Reactions
Sf9 & AcNPV 残留 DNA 检测试剂盒 (多重 PCR-荧光探针法)	1101101	100 Reactions
Hi5 & AcNPV 残留 DNA 检测试剂盒 (多重 PCR-荧光探针法)	1101102	100 Reactions

名称	货号	规格
Vero 残留 DNA 片段分析检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030304S-V	3×100 Reactions
Human 残留 DNA 片段分析检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030306S-H	3×100 Reactions
SV40LTA & E1A 残留 DNA 检测试剂盒 (多重 PCR-荧光探针法)	SK030213SV100	100 Reactions
质粒 DNA 残留检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030217PL100	100 Reactions
CAR/TCR 基因拷贝数检测试剂盒 (多重 PCR-荧光探针法)	SK030221CA100	100 Reactions
CHO 残留 DNA 片段分析检测试剂盒(2G)(PCR-荧光探针法)	1103170-2	4×100 Reactions
CV-1 残留 DNA 检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	1101105	100 Reactions
E.coli 残留 DNA 片段分析检测试剂盒 (2G) (PCR-荧光探针法)	1103171-2	4×100 Reactions
E1A 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1101109	100 Reactions
HEK293 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1101104	100 Reactions
HPV18 E6/E7 残留 DNA 片段分析检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030307S-P	4×100 Reactions
Human 残留 DNA 片段分析检测试剂盒(2G) (PCR-荧光探针法)	1103173	4×100 Reactions
肺炎支原体 DNA 校准品	1502551	/
分枝杆菌 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1503602	50 Reactions
汉逊酵母残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK030222HA100	100 Reactions
口腔支原体 DNA 校准品	1502550	/
酿酒酵母残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1101103	100 Reactions
支原体 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	SK0802MY50	50 Reactions
猪鼻支原体 DNA 校准品	1502552	/
MDCK 残留 DNA 片段分析检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1103175	4×100 Reactions
质粒 DNA 残留检测试剂盒 (2G) (PCR-荧光探针法)	1101111	100 Reactions
E1B 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1101110	100 Reactions
猪源残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1101113	100 Reactions
牛源残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1101112	100 Reactions
SV40LTA&E1A 残留 DNA 检测试剂盒 (2G) (多重 PCR-荧光探针法)	1403443	100 Reactions

名称	货号	规格
HEK293 残留 DNA 片段分析检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1103176	4×100 Reactions
Vero 残留 DNA 片段分析检测试剂盒 (2G) (PCR-荧光探针法)	1103174	4×100 Reactions
支原体 DNA 检测试剂盒 (2G) (PCR-荧光探针法)	1509841	50 Reactions
BHK 残留 DNA 片段分析检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1103179	4×100 Reactions
BHK 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1101116	100 Reactions
Sf9 残留 DNA 片段分析检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	1103177	4×100 Reactions
HEK293 残留 DNA 检测试剂盒(2G)(PCR-荧光探针法)	1101115	100 Reactions
PG13 残留 DNA 片段分析检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1103178	3×100 Reactions
rcAAV-2/N 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1403444	100 Reactions
rcAAV-5/N 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	1403445	100 Reactions

修订日期: 2023 年 05 月 18 日

生效日期: 2023 年 06 月 09 日

服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

www.shenkebio.com

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: Info@shenkebio.com

电话: 0572-2165910