

# 蛋白酶 K 使用说明书

货号：1104194

（仅供研究用）

## 一、产品简介：

无菌、无 DNA 酶、无 RNA 酶污染，可以用于生物制品样品中宿主细胞、支原体和分枝杆菌等 DNA 提取过程中的蛋白消化处理。

## 二、产品规格：

1 mL × 2 管。

## 三、产品效期：

规定储存条件下 24 个月，具体见标签。

## 四、保存条件：

2-8 °C 条件下保存。

## 五、注意事项：

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。

## 六、相关产品：

名称	货号	规格
分枝杆菌 DNA 提取纯化试剂盒（磁珠法）	1503601	50 Extractions

修订日期：2023 年 06 月 05 日

生效日期：2023 年 06 月 09 日

## 服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

[www.shenkebio.com](http://www.shenkebio.com)

地址：浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: [Info@shenkebio.com](mailto:Info@shenkebio.com)

电话：0572-2165910