

# 浓缩缓冲液（10×）使用说明书

货号: PNF001

（仅供研究用）

## 一、产品简介:

适用于 ELISA 试剂盒中相关组分的稀释，以及酶标板的洗涤。具体见各试剂盒说明书。

## 二、产品规格:

25 mL × 2 瓶。

## 三、产品效期:

规定储存条件下 12 个月，具体见标签。

## 四、保存条件:

2-8 °C 保存。低温易产生结晶，使用前可在 37 °C 水浴中溶解。

## 五、注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。

## 六、相关产品:

名称	货号	规格
E.coli 表达菌 HCP 残留检测试剂盒（酶联免疫吸附法）	1301301	96 测试/盒
E.coli 克隆菌碱裂 HCP 残留检测试剂盒（酶联免疫吸附法）	1301302	96 测试/盒
CHO HCP 残留检测试剂盒（酶联免疫吸附法）	1301304	96 测试/盒
非特异性核酸酶残留检测试剂盒（酶联免疫吸附法）	1402421	96 测试/盒
猪源胰蛋白酶残留检测试剂盒（酶联免疫吸附法）	1402422	96 测试/盒
牛血清白蛋白（BSA）残留检测试剂盒（酶联免疫吸附法）	1401401	96 测试/盒
E.coli 表达菌 HCP 残留检测试剂盒（一步酶联免疫吸附法）	1301301-1	96 测试/盒

生效日期: 2023 年 05 月 19 日

## 服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

[www.shenkebio.com](http://www.shenkebio.com)

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: [Info@shenkebio.com](mailto:Info@shenkebio.com)

电话: 0572-2165910