

稀释液 (PNE004) 使用说明书

货号: PNE004

(仅供研究用)

一、产品简介:

适用于 ELISA 试剂盒中相关组分的稀释。具体见各试剂盒说明书。

二、产品规格:

25 mL × 2 瓶。

三、产品效期:

规定储存条件下 12 个月, 具体见标签。

四、保存条件:

2-8 °C 保存。

五、注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并佩戴一次性手套操作。

六、相关产品:

名称	货号	规格
E.coli 表达菌 HCP 残留检测试剂盒(酶联免疫吸附法)	1301301	96 测试/盒
CHO HCP 残留检测试剂盒(酶联免疫吸附法)	1301304	96 测试/盒

生效日期: 2023 年 05 月 19 日

服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

www.shenkebio.com

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: Info@shenkebio.com

电话: 0572-2165910